

Поликлональное Антитело Против Lamin B1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip — P20700

Артикул: CM0023094



введение

Кроличье поликлональное антитело против Lamin B1, валидированное для применений WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Выявляет Lamin B1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения архитектуры ядерной ламины и организации хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело Lamin B1
Примечания/синонимы	LMN; ADLD; LMN2; LMNB; MCPH26; Lamin B1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4001
Идентификатор гена	4001
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 397-586 Lamin B1 человека (NP_005564.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P20700
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом