


Поликлональное Антитело Против Ламина В2 Для Вестерн Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q03252

Артикул: CM0025878



введение

Поликлональное антитело кролика против ламина В2, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознает ламин В2 (70 кДа) человека, мыши и крысы. Идеально для исследований ядерной ламины и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Название параметра	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против ламина В2
Примечания/Алиасы	ERM9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Ламин В2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84823
GeneID	84823
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 341-620 ламина В2 человека (NP_116126.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03252
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом