


Кроличья Моноклональная Антитела Против Ламинина Бета 1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P07942

Артикул: CM0011110



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого ламинина бета 1, применяемая для Вестерн-блота, иммуноцитохимии/иммунофлуоресценции и ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным ламинином бета 1. Валидирована для научных исследований внеклеточного матрикса и базальных мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Laminin beta 1 Rabbit mAb
Примечания/Альясы	CLM; LI55; Laminin beta 1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3912
ID гена	3912
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислот 1687-1786 человеческого ламинина бета 1 (P07942).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07942
Молекулярная масса белка	198 кДа
Доставка	Холодильный пакет