

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ламинина Для ВБ, If/Icc, If-P, Ihc-P, Ифа - Q9Y6N6 / P25391 / P24043 / P07942 / P55268 / P11047

Артикул: CM0025620

введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело, нацеленная на гамма-3 субъединицу ламинина и другие цепи ламинина. Валидирована для ВБ, IF/ICC, IF-P, ИHC-P, ИФА, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования внеклеточного матрикса и базальной мембраны.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Laminin кроличья поликлональная антитело (pAb)
Примечания/алиасы	ARP; Arg1; ARL18
Вид	Человек
ID гена (человек)	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
ID гена	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
Иммуноген	Рекомбинантный белок ламинин человека
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y6N6/P25391/P24043/P07942/P55268/P11047
Молекулярная масса белка	171 кДа/337 кДа/344 кДа/198 кДа/196 кДа/178 кДа
Доставка	Холодовой пакет