


Поликлональное Антитело К Lamp1 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P11279

Артикул: CM0028877



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LAMP1 (CD107a) для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Детектирует 45 кДа лизосомальный мембранный гликопротеин, критически важный для аутофагии, цитотоксичности NK-клеток и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LAMP1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LAMP1; CD107a; LGP120; LAMP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3916
ID гена	3916
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого LAMP1 (NP_005552.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11279
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом