


Поликлональное Антитело К Lamp1 (Валидировано По Кд) Для Вб, Иф/Икк, Игх-П, Ифа - P11279

Артикул: CM0019576



введение

Кроличье поликлональное антитело к LAMP1, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИГХ-П, ИФА. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Направлено на лизосомальную мембранную гликопротеин, участвующий в аутофагии, регуляции pH лизосом и цитотоксичности NK-клеток. Идеально подходит для исследований в области клеточной биологии и иммуноонкологии. - P11279

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по КД] кроличье поликлональное антитело к LAMP1
Примечания/Синонимы	LAMP1; CD107a; LGP120; LAMP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3916
GeneID	3916
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-250 человеческого LAMP1 (NP_005552.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11279
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Хладоэлемент