


Моноклональное Антитело Против Lamp1/Cd107A Для Проточной Цитометрии - P11279

Артикул: CM0008531



введение

Моноклональное антитело Кролик против Человека LAMP1/CD107a, валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Нацелено на лизосомальный мембранный гликопротеин, участвующий в аутофагии и цитотоксичности NK-клеток. Рекомбинантный иммуноген (aa 29-382), UniProt P11279, ~38-45 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Кролик против Человека LAMP1/CD107a
Примечания/Альтернативные названия	LAMP1; CD107a; LGP120
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3916
GeneID	3916
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-382 белка LAMP1/CD107a человека (NP_005552.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	P11279
Молекулярная масса белка	38 кДа/45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом