

Моноклональное Антитело Anti-Lamp1/Cd107A Для If/Icc, Fc - P11438

Артикул: CM0012669



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против LAMP1/CD107a мыши, валидированное для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований биологии лизосом, аутофагии и цитотоксичности NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против LAMP1/CD107a мыши, mAb
Примечания/синонимы	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	3916
Идентификатор гена	16783
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 208–363 LAMP1/CD107a мыши (NP_034814.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P11438
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом