


Моноклональное Антитело Anti-Lamp1/Cd107A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa — P11279

Артикул: CM0006711



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого LAMP1/CD107a, валидировано для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, FC и ELISA. Идеально подходит для исследований лизосом, аутофагии и цитотоксичности NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КД] LAMP1/CD107a кроличье моноклональное антитело
Примечания/Синонимы	LAMPA; CD107a; LGP120
Вид	Человек
GeneID (человек)	3916
GeneID	3916
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 29-382 человеческого LAMP1/CD107a (NP_005552.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (внутриклеточное), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11279
Молекулярная масса белка	38 кДа/45 кДа
Доставка	Сумка-холодильник