

Кроличье Полиморфное Моноклональное Антитело Anti-Lamp1/Cd107A Polymab® Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P11438/P11279

Артикул: CM0006795



введение

Кроличье полиморфное моноклональное антитело против человеческого/мышинного LAMP1/CD107a, валидированное методом нокаут-деривации (KD), для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; идеально подходит для исследований биогенеза лизосом и цитотоксичности NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KD] Кроличье полиморфное моноклональное антитело LAMP1/CD107a PolymAb®
Примечания/синонимы	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Вид	Человек/мышь
GeneID (человек)	3916
GeneID (мышь)	16783
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого/мышинного CD107a
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P11438/P11279
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом