

Поликлональное Антитело Anti-Lamp2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13473

Артикул: CM0022922



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LAMP2, подходит для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышинным LAMP2. Идеально подходит для исследований биогенеза лизосом, аутофагии и презентации антигенов молекулами MHC класса II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LAMP2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3920
GeneID	3920
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-375 человеческого LAMP2 (NP_002285.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P13473
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом