

Поликлональное Антитело Anti-Lamp2 (Валидировано На Ko) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P13473

Артикул: CM0015401



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на LAMP2 (CD107b), валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. Рекомбинантный иммуноген (аминокислоты 29–375). Идеально подходит для исследований аутофагии, лизосом и шаперон-опосредованной аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] Кроличье поликлональное антитело к LAMP2
Примечания/синонимы	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; P2
Вид	Человек
ID гена	3920
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29–375 человеческого LAMP2 (NP_002285.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P13473
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом