

Кроличья Поликлональная Анти-Lamp3 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Uqv4

Артикул: CM0024706



введение

Кроличье поликлональное антитело к LAMP3, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА с реактивностью к человеческому, мышинному, крысиному белкам. Подходит для исследований аутофагии, дендритных клеток и вирусных инфекций. Надежное сырье для ИВД от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к LAMP3
Примечания/Альтернативные названия	LAMP, CD208, DCLAMP, LAMP-3, TSC403, DC LAMP, DC-LAMP
Вид	Человек
ID гена	27074
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140-380 человеческого белка LAMP3 (NP_055213.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UQV4
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом