

Поликлональное Кроличье Антитело Против Lamtor1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q6laa8

Артикул: CM0021948



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на LAMTOR1, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. Подходит для исследований mTOR-сигналинга, биологии лизосом и восприятия аминокислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LAMTOR1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	p18; PDRO; C11orf59; p27RF-Rho; Ragulator1; LAMTOR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	55004
GeneID	55004
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-161 человеческого LAMTOR1 (NP_060377.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q6IAA8
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом