

Кроличья Поликлональная Антитело К Langerin/Cd207 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Uj71

Артикул: CM0026597



введение

Кроличья поликлональная антитела против Langerin/CD207. Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функции Лангирина в иммунных клетках и процессов представления антигена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Langerin/CD207 кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	CLEC4K; Langerin/CD207
Вид происхождения антигена	Человек
GeneID (человек)	50489
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70–200 человеческого Langerin/CD207 (NP_056532.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Uj71
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	Холодильный пакет