


Поликлональное Антитело Anti-Lap2 Rabbit Для Wb, Elisa - P42166/P42167

Артикул: CM0022093



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого LAP2 (тимопоэтин, TMPO). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Поддерживает исследования ядерной архитектуры и развития Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LAP2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	TMPO; CMD1T; LAP2; LEMD4; PRO0868; TP; тимопоэтин
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7112
Идентификатор гена	7112
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-168 человеческого LAP2 (NP_001027454.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P42166/P42167
Молекулярная масса белка	38 кДа/50 кДа/75 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом