

Кроличье Поликлональное Антитело Против Lap3 Для Вб, Ифа - P28838

Артикул: CM0025701

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого LAP3 (цитозольная аминопептидаза) для Вестерн-блота и ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения метаболизма глутатиона и редокс-статуса клеток. Молекулярная масса 56 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LAP3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	LAP; PEPS; LAPEP; HEL-S-106; LAP3
Вид	Человек
ID гена (человек)	51056
ID гена	51056
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 260-519 человеческого LAP3 (NP_056991.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28838
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	С холодильным элементом