

Кроличы Поликлональные Антитела K Lap3 - P28838

Артикул: CM0020365

введение

Кроличы поликлональные антитела к LAP3 человека. Протестированы в методах WB, IF-P, ELISA; перекрестно реагируют с мышинными и крысиными белками. Исследуйте функцию цитозольной аминопептидазы в метаболизме глутатиона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к LAP3
Примечания/Синонимы	LAP3; HEL-S-106; LAP; LAPEP; PEPS; цитозольная аминопептидаза
Вид	Человек
ID гена	51056
Иммуноген	Рекомбинантный белок LAP3 человека
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P28838
Молекулярная масса белка	52 кДа / 56 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом