

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Laptm4B Для Wb, Elisa — Q86Vi4

Артикул: CM0015528

введение

Поликлональное кроличье антитело против LAPTM4B (трансмембранного белка 4B, ассоциированного с лизосомами) для WB и ELISA; выявляет LAPTM4B человека, мыши и крысы, участвующий в функционировании лизосом и передаче сигналов mTORC1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к LAPTM4B
Примечания/синонимы	LC27, LAPTM4beta, LAPTM4B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55353
Идентификатор гена	55353
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 218-317 человеческого LAPTM4B (NP_060877.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q86Vi4
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом