

Кроличья Поликлональная Анти-Laptm5 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13571

Артикул: CM0024171

введение

Кроличье поликлональное антитело к LAPtm5, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с белком человека, мыши, крысы. Направлено против лизосом-ассоциированного трансмембранного белка 5, важного для функции гемопоэтических клеток и эмбриогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к LAP tm 5
Примечания/Альтернативные названия	CLAST6; LAP tm 5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7805
GeneID	7805
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13571
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом