


Кроличье Моноклональное Антитело Против Lar Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P10586

Артикул: CM0012069



введение

Кроличье моноклональное антитело против LAR человека, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Детектирует рецепторную тирозинфосфатазу F (PTPRF) массой ~213 кДа, участвующую в клеточной адгезии и передаче сигналов ERHA2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против LAR
Примечания/Альтернативные названия	LAR; BNAH2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5792
GeneID	5792
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1016-1250 человеческого PTPRF (NP_002831.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10586
Молекулярная масса белка	213 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом