


Кроличьи Поликлональные Антитела К Larp1 Для Вб, Ифа - Q6Pkg0

Артикул: CM0026201



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому LARP1, валидированные для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. LARP1 — это РНК-связывающий белок, который регулирует трансляцию 5'ТОР мРНК ниже по пути mTORC1, влияя на рост и пролиферацию клеток. Идеально подходит для исследований регуляции трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LARP1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	LARP; Lar1; Lhp1; LARP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	23367
ID гена	23367
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 106-205 человеческого LARP1 (Q6PKG0).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6PKG0
Молекулярная масса белка	124 кДа
Доставка	Холодоаккумулятор