

Поликлональное Антитело Против LarP1B Для Wb, IHC-P, Ифа — Q659C4

Артикул: CM0016982

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LARP1B. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ИФА). Обнаруживает LARP1B (~105 кДа) в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования РНК-связывающих белков и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LARP1B кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	LARP2; LARP1B
Вид	Человек
ID гена (человек)	55132
ID гена	55132
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 170-320 человеческого LARP1B (NP_060548.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q659C4
Молекулярная масса белка	105 кДа
Доставка	Холодильный пакет