

## Поликлональное Антитело Против Larр4 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q71Rc2

Артикул: CM0030825



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LARP4. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Иммуноген: рекомбинантный фузионный белок, покрывающий аминокислоты 1-120. Подходит для исследований трансляции мРНК и клеточной морфологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | LARP4 Кроличье pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | PP13296; LARP4                                                                                                                       |
| Вид                                | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (Человек)                   | 113251                                                                                                                               |
| GeneID                             | 113251                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого LARP4 (NP_443111.4) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA                                                                         |
| Перекрестная реактивность          | Мышь, Крыса                                                                                                                          |
| SWISS                              | Q71RC2                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка           | 81 кДа                                                                                                                               |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                    |