


Поликлональные Антитела К Larp5 Для Wb, Elisa - Q92615

Артикул: CM0014710



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку LARP5 человека (La-related protein 4B), иммуноген aa 519-738. Валидированы для WB и ELISA, перекрестно реагируют с мышами и крысами. Идеально подходят для изучения регуляции трансляции мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LARP5 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	LARP5; KIAA0217
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23185
GeneID	23185
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 519-738 LARP5 человека (NP_055970.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92615
Молекулярная масса белка	81 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом