

## Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Larp7 Для Wb, Elisa - Q4G0J3

Артикул: CM0015258



### введение

Поликлональное кроличье антитело против LARP7 (hLARP7/PIP7S). Валидировано для WB и ELISA; реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для изучения регуляции элонгации транскрипции посредством комплекса 7SK RNP. - Q4G0J3

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | LARP7 Rabbit pAb                                                                                                                                         |
| Примечания/синонимы       | ALAZS; PIP7S; hLARP7; HDCMA18P; LARP7                                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                  |
| Идентификатор гена        | 51574                                                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-380 человеческого LARP7 (NP_057732.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                  |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                                |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь                                                                                                                                            |
| SWISS                     | Q4G0J3                                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 67 кДа                                                                                                                                                   |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                                           |