

Поликлональное Антитело Anti-Lars Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2J5

Артикул: CM0013910



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого LARS (лейцил-тРНК-синтетаза, цитоплазматическая). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA с реактивностью к человеческим и мышинным образцам. Идеально подходит для исследований биосинтеза белка и аминоксил-тРНК-синтетаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к LARS
Примечания/синонимы	LRS; LARS; LEUS; LFIS; ILFS1; LEURS; PIG44; RNTLS; HSPC192; hr025CI
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51520
Идентификатор гена	51520
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9P2J5
Молекулярная масса белка	134 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом