


Поликлональное Антитело Против Lasr1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - Q14847

Артикул: CM0029312



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок LASP1 (MLN50), валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Детектирует белок массой 30 кДа, участвующий в динамике актина и метастазировании рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LASP1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MLN50; Lasp-1; LASP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3927
GeneID	3927
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-205 человеческого белка LASP1 (NP_006139.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14847
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом