

Кроличья Поликлональная Антитело Против Lat Для Wb, Elisa - O43561

Артикул: CM0027220

введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело против человеческого LAT (Linker for activation of T-cells family member 1, линкер активации Т-клеток член 1). Валидирована для вестерн-блота (WB) и ELISA. Идеально подходит для исследований сигналинга через Т-клеточный рецептор.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LAT Rabbit pAb
Примечания/алиасы	LAT1; pp36; IMD52; LAT
Вид	Человек
GeneID	27040
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 95-262 человеческого LAT (NP_055202.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43561
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодовой пакет