

Поликлональное Антитело Против Lat1/Slc7A5 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q01650

Артикул: CM0028993



введение

Кроличье поликлональное антитело против LAT1/SLC7A5 для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Нацелено на малую субъединицу 1 транспортера больших нейтральных аминокислот; идеально для исследований транспортеров и метаболизма рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LAT1/SLC7A5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	E16; CD98; LAT1; 4F2LC; MPE16; D16S469E; LAT1/SLC7A5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8140
ID гена	8140
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-125 человеческого LAT1/SLC7A5 (NP_003477.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01650
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом