


Кроличье Моноклональное Антитело Против Lats1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95835

Артикул: CM0004387



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого LATS1. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований сигнального пути Hippo, подавления опухолей и регуляции клеточного цикла. - O95835

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LATS1 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	wtс; WARTS; LATS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9113
GeneID	9113
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого LATS1 (NP_004681.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95835
Молекулярный вес белка	127кДа
Доставка	Сумка со льдом