


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Lats1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — 095835

Артикул: CM0023072



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого LATS1 (095835).

Валидировано для WB, IHC-P и ELISA, с перекрёстной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для исследований сигнального пути Hippo и опухолевых супрессоров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LATS1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	wt; WARTS; LATS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9113
GeneID	9113
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого LATS1 (NP_004681.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	095835
Молекулярная масса белка	127 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом