

Кроличье Поликлональное Антитело Против Lats2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nrm7

Артикул: CM0020055



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против LATS2, ключевой киназы в супрессорном опухолевом пути Hippo. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований в онкологии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LATS2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	KPM; LATS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26524
GeneID	26524
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 70-145 белка LATS2 человека (NP_055387.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRM7
Молекулярная масса белка	120 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом