

Поликлональное Антитело Против Lbp Для Wb, If/Icc, Elisa — P18428

Артикул: CM0022125

введение

LBP Rabbit pAb (SWISS P18428) — поликлональное антитело, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA, с перекрёстной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному LBP. Связывает бактериальные липополисахариды; идеально подходит для исследований врождённого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LBP Rabbit pAb
Примечания/псевдоним	BPIFD2; LBP
Вид	Человек
ID гена (человек)	3929
ID гена	3929
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого LBP (NP_004130.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P18428
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом