


Поликлональные Антитела Против Lbr Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q14739

Артикул: CM0027051



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому LBR (рецептор ламина В), валидированные для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследований метаболизма холестерина и ядерной оболочки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LBR кроличьи ПА
Примечания/Алиасы	PHA; C14SR; LMN2R; PHASK; TDRD18; DHCR14B; LBR
Вид	Человек
ID гена (человек)	3930
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14739
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Холодовая упаковка