


Кроличыи Поликлональные Антитела К Lc3A/Lc3B Для Вестерн-Блоттинга (Wb) - Q9Gzq8/Q9H492

Артикул: CM0030713



введение

Кроличыи поликлональные антитела к LC3A/LC3B, валидированные для WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Полезны для изучения аутофагии и митофагии. Q9GZQ8/Q9H492.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к LC3A/LC3B
Примечания/Синонимы	MAP1LC3B; ATG8F; LC3B; MAP1A/1BLC3; MAP1LC3B-a; MAP1LC3A; ATG8E; LC3; LC3A; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/LC3B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84557/81631
GeneID	84557/81631
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-60 LC3A человека (NP_115903.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
Молекулярная масса белка	14 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом