


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Lc3A/Lc3B Polymab® Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Gzq8 / Q9H492

Артикул: CM0011757



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческие LC3A/LC3B, для исследований аутофагии. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с мышинным и крысиным белками. Идеально подходит для исследований аутофагосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело LC3A/LC3B PolymAb®
Примечания/синонимы	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/B; LC3B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	84557/81631
Идентификатор гена	84557/81631
Иммуноген	Синтезированный пептид, происходящий из человеческих LC3A/LC3B
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом