


Моноклональное Антитело Против Lc3B Для Wb, Elisa - Q9Gzq8

Артикул: CM0002345



введение

Мышьиное моноклональное антитело против человеческого LC3B (MAP1LC3B). Валидировано для WB и ELISA, реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белками. Идеально подходит для исследований аутофагии, обнаруживает белок размером ~15 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LC3B Mouse mAb
Примечания/Псевдонимы	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3
Вид	Человек
GeneID	81631
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-125 человеческого LC3B (NP_073729.1)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZQ8
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом