


Моноклональное Антитело Против Lc3B Для Вб, Игк-П, Иф/Икк, Ип, Ифа — Q9Gzq8

Артикул: CM0003700



введение

КД-валидированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на LC3B. Подходит для ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное по КД] кроличье моноклональное антитело к LC3B
Примечания/синонимы	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
Вид	Человек
ID гена (человек)	81631
ID гена	81631
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9GZQ8
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С сумкой-холодильником