


Моноклональное Антитело Против Lcat Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P04180

Артикул: CM0003438



введение

Кроличье моноклональное антитело против LCAT человека (P04180). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. LCAT необходим для этерификации холестерина в липопротеинах. Идеально для исследований сердечно-сосудистых заболеваний и метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LCAT Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	LCAT; лецитин-холестерин-ацилтрансфераза
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3931
GeneID	3931
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого LCAT (P04180)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P04180
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом