


Кроличья Поликлональная Антитело Против Lcat Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P04180

Артикул: CM0015797



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому LCAT (лецитин-холестерин-ацилтрансферазе). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагирует перекрестно с мышинным белком. Подходит для изучения метаболизма холестерина и ремоделирования липопротеидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LCAT Rabbit pAb
Примечания/Альтернативное название	LCAT
Вид антитела	Человек
ID гена (человек)	3931
ID гена	3931
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 25-440 человеческого LCAT (NP_000220.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P04180
Молекулярная масса белка	50кДа
Доставка	С ледяным пакетом