

Кроличье Моноклональное Антитело Против Lck Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - P06239

Артикул: CM0007681



введение

Кроличье моноклональное антитело против LCK для Вестерн-блоттинга, IF-P, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Нацелено на тирозин-протеинкиназу Lck, участвующую в передаче сигнала в Т-клетках. Молекулярная масса белка 58 кДа. UniProt: P06239.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LCK Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; LCK
Вид	Человек
GeneID (человек)	3932
GeneID	3932
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого LCK (NP_005347.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06239
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом