


Поликлональные Кроличьи Антитела К Ldb1 Для Вб, Игх-П, Ифа — Q86U70

Артикул: CM0019639



введение

Кроличьи поликлональные антитела к LDB1 (CLIM2), подходящие для ВБ, ИГХ-П и ИФА. Распознают LDB1 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований регуляции транскрипции и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LDB1 кроличьи пА
Примечания/алиасы	NLI; CLIM2; LDB-1; CLIM-2; LDB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	8861
ID гена	8861
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-50 LDB1 человека (NP_003884.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q86U70
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами