


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Ldb3 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O75112

Артикул: CM0027868



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против LDB3 (O75112), валидированные для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагируют с LDB3 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения поперечно-полосатых мышц, кардиомиопатий и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LDB3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	MF4, ZASP, CMD1C, CMH24, CMPD3, LVNC3, CYPHER, LDB3Z1, LDB3Z4, ORACLE, PDLIM6, LDB3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11155
GeneID	11155
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-283 человеческого LDB3 (NP_001073585.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75112
Молекулярный вес белка	77кДа
Доставка	Сумка со льдом