


Моноклональное Антитело Anti-Ldha Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P00338

Артикул: CM0012008



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий LDHA, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает LDHA в образцах человека, мыши и крысы; идеально подходит для исследований гликолиза и метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Кроличье мАб к LDHA
Примечания/синонимы	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P
Вид	Человек
ID гена (человек)	3939
ID гена	3939
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого LDHA (NP_005557.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00338
Молекулярная масса белка	26-39 кДа
Доставка	Хладоэлемент