


Моноклональное Антитело Против Ldha Для Wb И Elisa - P00338

Артикул: CM0007143



введение

Кроличье моноклональное антитело к лактатдегидрогеназе А человека (LDHA), валидированное для методов WB и ELISA. Распознает LDHA человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма, гликолиза и онкомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к LDHA
Примечания/Синонимы	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
Вид	Человек
GeneID (человек)	3939
GeneID	3939
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00338
Молекулярная масса белка	26-39 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет