


Поликлональные Антитела Против Ldha Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00338

Артикул: CM0014338



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого LDHA. Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белками. Идеальны для изучения гликолиза, гипоксии и метаболизма рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LDHA кролик pAb
Примечания/Псевдоним	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3939
ID гена	3939
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-332 человеческого LDHA (NP_005557.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00338
Молекулярный вес белка	26-39 кДа
Доставка	Сумка со льдом