


Кроличье Моноклональное Антитело Против Ldha Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P00338

Артикул: CM0011551



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого LDHA, валидированное методом нокдауна для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ и ИФА. Обнаруживает эндогенный LDHA в образцах человека, мыши и крысы. Предполагаемая молекулярная масса 26-39 кДа. Идеально подходит для исследований ракового метаболизма и гликолиза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] LDHA кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3939
ID гена	3939
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-332 человеческого LDHA (NP_005557.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00338
Масса белка	26-39 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент