


Кроличье Поликлональное Антитело Против Ldha Для Ihc-P/If/Icc/Elisa — P00338

Артикул: CM0019176



введение

Кроличье поликлональное антитело против LDHA, валидированное для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает LDHA человека и мыши — фермент гликолиза, связанный с метаболизмом раковых клеток и болезнью накопления гликогена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Кроличье поликлональное антитело к LDHA
Примечания/синонимы	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3939
Идентификатор гена	3939
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–100 человеческого LDHA (NP_001158886.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P00338
Молекулярная масса белка	26–39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом