

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Ldhal6B Для Wb, If-P, Elisa — Q9Byz2

Артикул: CM0018460

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческую LDHAL6B, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P) и ИФА (ELISA). Спермоспецифическая лактатдегидрогеназа, катализирующая взаимопревращение лактата и пирувата. Проявляет перекрестную реакцию с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований метаболизма и репродукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LDHAL6B Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	LDHL; LDH6B; LDHAL6; LDHAL6B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	92483
GeneID	92483
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-80 человеческой LDHAL6B (NP_149972.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9BYZ2
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодовой пакет